




メディマツト医療用 フルサイズ

TAISコード	00413-000004
製品番号	BF838T
サイズ(mm)	長1910 × 幅830 × 厚85
重量(kg)	7.4
内部素材	低反発ウレタンフォーム



メディマツト医療用 フルサイズ

TAISコード	00413-000005
製品番号	BF918T
サイズ(mm)	長1910 × 幅910 × 厚85
重量(kg)	7.9
内部素材	低反発ウレタンフォーム



メディマツト医療用 車いすハーフサイズ

TAISコード	00413-000006
製品番号	W445T
サイズ(mm)	長400 × 幅400 × 厚50
重量(kg)	0.5
内部素材	低反発ウレタンフォーム



メディマツト医療用 車いすフルサイズ

TAISコード	00413-000007
製品番号	W485T
サイズ(mm)	長830 × 幅400 × 厚50
重量(kg)	1.0
内部素材	低反発ウレタンフォーム



テックワン株式会社

〒929-0124 石川県能美市浜町ヌー161-4
TEL:0761-55-0761 FAX:0761-55-4175



NEW 「メディマツト」シリーズデビュー

メディマツト®
Medimatt

The Mats for medical care by TECONE



防水・透湿ラミネートカバー
体圧分散マットレス

あの『メディマット』が さらにパワーアップして新登場。

〈抗菌・防臭性能を付与〉

病院・施設等で広く使われる褥瘡対策のベッドマット【メディマット】。

ベッドカバーの防水透湿性、適度な柔らかさと体圧分散性能で蒸れずに快適な寝心地と褥瘡予防の技術を継承しております。

ウレタンマットは従来と同じく上部に低反発、下部に高反発の2層構造になっており、心地よい寝心地を約束します。又、ウレタンフォームを無膜化したことで通気性が格段に改善しました。



低反発無膜ウレタンフォーム

表層部低反発ウレタンフォームがゆっくり沈み、体を包み込むことにより、面で支えることで負担を軽減させます。

高反発無膜ウレタンフォーム

下層部高反発ウレタンフォームが下から押し上げる感覚でお尻や腰を支えて沈み込みすぎを防いでくれます。

5つの優れたポイント

01

完全防水なのに蒸れずに快適!

「防水」と「ムレない」を1つのマットレスに。

- お漏らしも、おう吐も完全にシャットアウト。
- 汗になる前の湿気(水蒸気)は通しますので、快適にお休みいただけます。

02

ウイルスバリア性
抗菌・防臭加工

- 花粉・ダニ・ウイルス・大腸菌も完全にブロック。
- 抗菌・防臭作用を有する銀イオンを使用。

03

集中圧分散で
腰や肩にやさしい

優れた透湿性とウレタン
2層構造で快適な眠りを約束します。

- 体重を分散させますので、負担がかからず安眠が期待できます。
- 身体に心地よく、抵抗を感じさせない絶妙の柔らかさです。
- 突出した骨などをやさしく包み込みますので、痛みの緩和が期待できます。

04

お手入れ簡単!
いつも清潔

- 汚れや細菌を通さないので、汚水・汚物はすぐに拭き取り、直接消毒できます。
- 特殊な接着法を施すことでウレタンマットは水洗いに対応しています。
- カバーは耐久性が高いので何度でも洗えます。

05

睡眠中の
血行不良を防ぎ
朝までぐっすり

- 低反発効果で、安定した姿勢を保つことができます。
- 体圧分散による血流改善が見込め、疲労回復・熟眠効果が期待できます。

